

KARTA PRODUKTU

ZESTAW **QUALIS DENTAL 2D**

DO TESTÓW PODSTAWOWYCH RTG

APARATY PANORAMICZNE · CEFALOMETRYCZNE · RVG

PAKIET WDROŻENIOWY **QUALIS START** ↗

Dostarczamy **pełne wdrożenie i wsparcie** w samodzielnym wykonywaniu Testów Podstawowych.
Od zakupu fantomu do pierwszego raportu z testów - **QUALIS START**.



ZESTAW QUALIS DENTAL 2D

ZASTOSOWANIE: aparaty panoramiczne · cefalometryczne · wewnątrzustne (RVG)

W ZESTAWIE

Fantom · walizka · akcesoria · instrukcja obsługi, wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu).
Komplet do testów aparatów panoramicznych, cefalometrycznych i wewnątrzustnych.

ZAKRES TESTÓW

- Powtarzalność zaczernienia obrazu
- Rozdzielczość wysokokontrastowa
- Rozdzielczość niskokontrastowa

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



FANTOM QUALIS DENTAL 2D

WALIZKA TRANSPORTOWA

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY		QUALIS START			Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT	
1 SZKOLENIA Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.	2 RAPORTY Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.	3 TESTY Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.	4 CERTYFIKATY Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.	5 WSPARCIE Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.		
SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE						
SZK-STAC Stacjonarnie Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.		SZK-LIVE Online na żywo Sesja z wykładową w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.		SZK-VOD Nagranie wideo Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.		
EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.						

ZESTAW QUALIS DENTAL 2D

ZASTOSOWANIE: Aparaty panoramiczne · cefalometryczne · RVG

DANE techniczne

- 3-stopniowy klin zaczerwienienia z miedzi - stopnie 0,15 · 0,3 · 0,5 mm
- 4 obiekty niskokontrastowe z PTFE - stopnie 1 · 2 · 3 · 4 mm
- Płytki rozdzielczości przestrzennej z Pb 0,5 mm, zakres 3,5-8 LP/mm
- Filtr miedziowy 90 × 60 × 0,8 mm - ekwiwalent czaszki pacjenta

PRODUKT - QUALIS DENTAL 2D



ZESTAW QUALIS DENTAL 2D

Mają Państwo pytania techniczne? Doradzimy i dobierzemy konfigurację do Państwa aparatu.

biuro@radiomed-radiologia.pl · 510 447 870

KONTAKT I ZAMÓWIENIA

Porozmawiajmy o Państwa gabinecie

Doradzimy, który fantom i który wariant odpowiada Państwa aparatom. Przygotujemy ofertę na sam fantom albo z **Pakiem wdrożeniowym QUALIS START**.

SPRZEDAŻ FANTOMÓW

tel. 510 447 870

biuro@radiomed-radiologia.pl

PAKIET WDROŻENIOWY QUALIS START

Szkolenie, pierwsze testy

gotowy raport z testów i certyfikat



ZAPYTANIE W 10 SEKUND

Proszę zeskanować telefonem - otworzy się gotowa wiadomość z tematem.
Wystarczy dopisać model aparatu.

KATALOG RADIOGRAFIA

Testują Państwo także aparaty kostno-płucne, przyłóżkowe, ramię-C lub angiograf? Mamy dla nich osobny katalog:
Fantomy QUALIS - Radiografia, Fluoroscopia i Angiografia. Prześlemy na życzenie.