


KATALOG PRODUKTÓW

FANTOMY do testów podstawowych RTG


Radiografia · Fluoroscopia · Angiografia

PAKIET WDROŻENIOWY QUALIS START ↗

Dostarczamy **pełne wdrożenie i wsparcie** w samodzielnym wykonywaniu Testów Podstawowych. Od zakupu fantomu do pierwszego raportu z testów - **QUALIS START**.



FANTOM QUALIS RAD-FLUO



FANTOM QUALIS PMMA

O NAS

KOMPLEKSOWE rozwiązania dla GABINETÓW RTG

Od **PROJEKTU** przez **ZEZWOLENIA** po bieżący **NADZÓR**

Prowadzimy kompleksową obsługę pracowni i gabinetów RTG oraz dystrybutorów sprzętu RTG w zakresie uzyskiwania zezwoleń oraz bieżącego nadzoru nad jednostką. Posiadamy **Akredytację PCA** nr AB 1751 w zakresie Testów Specjalistycznych RTG oraz Pomiarów Dozymetrycznych RTG. **Fantomy QUALIS** to wyposażenie, z którego sami korzystamy w codziennej pracy.

TO CO NAS WYRÓŻNIA

→ „Od A do Z”

Działając w Państwa imieniu „od początku do końca” prowadzimy sprawę w Sanepidzie, aż do decyzji na stosowanie aparatu oraz uruchomienie Gabinetu RTG.

📍 CAŁY KRAJ

Nasza dokumentacja m.in. Projekt Osłon Stałych, raporty z testów i dozymetrii są pozytywnie oceniane w każdym Sanepidzie Wojewódzkim, na terenie całego kraju.

⚡ SZYBKOŚĆ

Szybko przystępujemy do zlecenia - bez przestojów w pracy Państwa gabinetu RTG.

PEŁEN ZAKRES USŁUG

Fantomy to jeden z elementów naszej oferty. Zapraszamy do współpracy w pozostałych obszarach.



PLANUJĘ

- Projekt osłon stałych
- Konsultacja lokalizacji gabinetu RTG
- Uzgodnienie projektu w Sanepidzie



URUCHAMIAM

- Odbiór gabinetu RTG
- Dokumentacja gabinetu RTG
- Testy RTG i pomiary dozymetryczne



UŻYTKUJĘ

- Testy specjalistyczne i podstawowe
- Kontrole Sanepidu
- Inspektor Ochrony Radiologicznej



ROZWIJAM

- Fantomy do testów podstawowych RTG
- Szkolenia personelu
- Audyty kliniczne RTG

Testuj Państwo także aparaty stomatologiczne?

Mamy osobny katalog dla PAN, CEFA, RVG i CBCT 3D - prześlemy na życzenie.

DOBIERZ fantom do aparatu

Tabela wskazuje właściwy produkt do Państwa aparatu.

PAŃSTWA APARAT	WŁAŚCIWY PRODUKT
Aparat kostno-płucny (ogólnodiagnostyczny)	 ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD-FLUO
Aparat przyłóżkowy	
Telekomando	
Angiograf Ramie-C	

Zestaw QUALIS INTEGRA RAD-FLUO pokrywa pełen zakres testów podstawowych. Jeśli część sprzętu już Państwo posiadają, nie trzeba kupować całości - dostępny jest pojedynczy fantom, a nawet pojedyncze akcesorium.

TRZY DROGI ZAKUPU



POJEDYNCZY FANTOM + OPCJE

W tym wariancie sami Państwo wybierają jaki Fantom oraz jakie dodatkowe wyposażenie jest potrzebne.



PROPONOWANY FANTOM

W tym wariancie macie Państwo do wyboru Fantom w wersji PREMIUM, COMFORT lub STANDARD - z góry dobranym wyposażeniem.

PREMIUM
COMFORT
STANDARD



KOMPLETNY ZESTAW

W tym wariancie otrzymują Państwo pełen zestaw fantomów pokrywający pełen zakres testów. W trzech konfiguracjach.

PREMIUM
COMFORT
STANDARD

WDROŻENIE krok po kroku - od zamówienia do samodzielnych testów w Państwa placówce

 DOBÓR Pomagamy dobrać fantom i wariant wyposażenia do typu aparatu.	 DOSTAWA Komplet gotowy do pracy - do 14 dni roboczych.	 SZKOLENIE Metodyka testów i obsługa fantomu - stacjonarnie lub online.	 PIERWSZE TESTY Pełen cykl krok po kroku, na gotowych formularzach.	 DOKUMENTY Protokoły gotowe do kontroli i wsparcie techniczne po zakupie.
--	---	---	---	---

Nie wiedzą Państwo, czego brakuje? Prześlemy listę kontrolną pod konkretny model aparatu.

biuro@radiomed-radiologia.pl · 510 447 870

FANTOM QUALIS RAD-FLUO

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne (ogólnodiagnostyczne) · przyłóżkowe · ramię-C · angiografy

W ZESTAWIE

Fantom QUALIS RAD-FLUO w wybranym wariantcie wyposażenia - od samego fantomu po komplet z walizką, uchwytem, filtrami i statywem. Instrukcja obsługi i wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu).

ZAKRES TESTÓW


- Kolimacja, geometria, osiowość wiązki
- Rozdzielczość wysokokontrastowa
- Rozdzielczość niskokontrastowa
- Zakres dynamiczny

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



FANTOM QUALIS RAD-FLUO

OPCJONALNE wyposażenie do tego fantomu



PREMIUM

Walizka transportowa

Dedykowana do fantomu, z wyprofilowaną pianką. W wariantcie PREMIUM aluminiowa skrzynia transportowa, w wariantcie COMFORT lżejsza walizka z tworzywa.



COMFORT



Uchwyt

Uchwyt do statywu zdjęć płucnych - bez konieczności przyklejania fantomu.



Filtry

Filtry Al 25 mm i Cu 168 × 176 mm - równoważnik pacjenta.



Statyw dystansowy

Do mocowania filtrów

FANTOM QUALIS RAD-FLUO



Sam fantom jest identyczny we wszystkich trzech wariantach. Różni je wyłącznie zakres wyposażenia. Każdy element można też dokupić osobno w dowolnym momencie. **Wariant STANDARD również pozwala wykonać wymagany zakres testów podstawowych.**

FANTOM QUALIS RAD-FLUO	PREMIUM	COMFORT	STANDARD
Fantom QUALIS RAD-FLUO fantom - identyczny w każdym wariantcie	✓	✓	✓
Uchwyt mocuje fantom przy ścianie płucnej	✓	✓	-
Walizka COMFORT lżejsza walizka z tworzywa	-	✓	-
Walizka PREMIUM aluminiowa skrzynia transportowa	✓	-	-
Filtry Al i Cu równoważnik pacjenta	✓	-	-
Statyw dystansowy mocuje filtry	✓	-	-

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY		QUALIS START		Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT	
1 SZKOLENIA Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.	2 RAPORTY Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.	3 TESTY Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.	4 CERTYFIKATY Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.	5 WSPARCIE Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.	
SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE					
 SZK-STAC Stacjonarnie Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.		 SZK-LIVE Online na żywo Sesja z wykładowcą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.		 SZK-VOD Nagranie wideo Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.	
EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.					

FANTOM QUALIS PMMA

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne (ogólnodiagnostyczne) · przyłóżkowe · ramię-C · angiografy

W ZESTAWIE

Zestaw płyt PMMA w wybranym wariantcie wyposażenia - od samych płyt po komplet z walizką, statywem i trójnogiem. Instrukcja obsługi i wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu).

ZAKRES TESTÓW

- Kontrola systemu **AEC**
- Standardowy pacjent w testach radiografii i fluoroskopii

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



FANTOM QUALIS PMMA

OPCJONALNE wyposażenie do tego fantomu



PREMIUM

Walizka transportowa

Dedykowana do zestawu płyt, z wyprofilowaną pianką. W wariantcie PREMIUM duża skrzynia na kółkach, w wariantcie COMFORT mniejsza skrzynia aluminiowa.



COMFORT



Statyw

Przezroczyste PMMA, do pozycjonowania płyt w tej samej geometrii. Obok statyw z kompletem płyt.



Trójnóg

Regulacja wysokości 80–100 cm, kompatybilny ze statywem.

FANTOM QUALIS PMMA



Sam fantom jest identyczny we wszystkich trzech wariantach. Różni je wyłącznie zakres wyposażenia. Każdy element można też dokupić osobno w dowolnym momencie. **Wariant STANDARD również pozwala wykonać wymagany zakres testów podstawowych.**

FANTOM QUALIS PMMA	PREMIUM	COMFORT	STANDARD
Zestaw płyt PMMA Standardowy pacjent - identyczny w każdym wariantcie	✓	✓	✓
Walizka COMFORT mniejsza skrzynia aluminiowa	-	✓	-
Walizka PREMIUM duża skrzynia transportowa na kółkach	✓	-	-
Statyw trzyma płyty pionowo - nie trzeba ich podpierać	✓	-	-
Trójnóg regulacja 80–100 cm - powtarzalna wysokość	✓	-	-

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY		QUALIS START		Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT	
1 SZKOLENIA Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.	2 RAPORTY Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.	3 TESTY Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.	4 CERTYFIKATY Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.	5 WSPARCIE Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.	
SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE					
SZK-STAC Stacjonarnie Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.	SZK-LIVE Online na żywo Sesja z wykładowcą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.	SZK-VOD Nagranie wideo Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.			
EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.					

ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD-FLUO

PREMIUM

COMFORT

STANDARD

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne (ogólnodiagnostyczne) · przyłóżkowe · ramię-C · angiografy

Co otrzymują Państwo: oba fantomy z tego katalogu w jednym zamówieniu. Razem pokrywają **pełen zakres testów podstawowych** aparatów kostno-płucnych, przyłóżkowych, ramion-C i angiografów. **Wariant STANDARD** również pozwala wykonać wymagany zakres testów podstawowych.




QUALIS RAD-FLUO

geometria, rozdzielczość, zakres dynamiczny



QUALIS PMMA

kontrola AEC, standardowy pacjent



PREMIUM

Oba fantomy z pełnym wyposażeniem

QUALIS RAD-FLUO: fantom · uchwyt · walizka PREMIUM · filtry Al i Cu · statyw dystansowy

QUALIS PMMA: zestaw płyt · walizka PREMIUM · statyw · trójnóg




COMFORT

Oba fantomy, każdy we własnej walizce COMFORT

QUALIS RAD-FLUO: fantom · uchwyt · walizka COMFORT

QUALIS PMMA: zestaw płyt · walizka COMFORT



STANDARD

Same fantomy - wyposażenie do dokupienia w dowolnym momencie

QUALIS RAD-FLUO: fantom

QUALIS PMMA: zestaw płyt

ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD-FLUO

Pełny skład każdego z trzech wariantów zestawu.

ZESTAW QUALIS INTEGRA RAD-FLUO	PREMIUM	COMFORT	STANDARD
FANTOM QUALIS RAD-FLUO			
 Fantom QUALIS RAD-FLUO fantom do geometrii - w każdym wariantcie	✓	✓	✓
 Uchwyt mocuje fantom przy ścianie płucnej	✓	✓	-
 Walizka COMFORT lżejsza walizka z tworzywa	-	✓	-
 Walizka PREMIUM aluminiowa skrzynia transportowa	✓	-	-
 Filtry Al i Cu równoważnik pacjenta	✓	-	-
 Statyw dystansowy mocuje filtry	✓	-	-
FANTOM QUALIS PMMA			
 Zestaw płyt PMMA Standardowy pacjent - w każdym wariantcie	✓	✓	✓
 Walizka COMFORT mniejsza skrzynia aluminiowa	-	✓	-
 Walizka PREMIUM duża skrzynia na kółkach	✓	-	-
 Statyw trzyma płyty pionowo	✓	-	-
 Trójnóg regulacja 80–100 cm	✓	-	-

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY		QUALIS START		Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT	
1 SZKOLENIA Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.	2 RAPORTY Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.	3 TESTY Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.	4 CERTYFIKATY Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.	5 WSPARCIE Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.	
SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE					
SZK-STAC Stacjonarnie Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.	SZK-LIVE Online na żywo Sesja z wykładowcą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.	SZK-VOD Nagranie wideo Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.			
EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.					

ZAMÓWIENIE i wsparcie

Warunki dostawy, warunki gwarancji oraz zawartość zestawu.

14 dni

TERMIN DOSTAWY
DNI ROBOCZYCH

24 mies.

GWARANCJA
NA KAŻDY FANTOM

MZ 2022

ZGODNOŚĆ
Z ROZPORZĄDZENIEM

5

SKŁADNIKÓW PAKIETU
QUALIS START

W KOMPLECIE - z każdym fantomem, niezależnie od wariantu

- Instrukcja obsługi - użytkowanie, ustawienie i przechowywanie fantomu
- Zgodność z Rozporządzeniem MZ z 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych
- Wzory raportów z testów - gotowe formularze do dokumentowania testów (*automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu*)
- Wsparcie techniczne po zakupie - telefonicznie i mailowo



Pakiet wdrożeniowy - QUALIS START (opcjonalnie). Szkolenie, pierwsze wykonane testy, omówienie wzorów raportów, certyfikaty i wsparcie po wdrożeniu.

WDR-START

JAK ZAMÓWIĆ



ZAPYTANIE

Mailem lub telefonicznie - wystarczy model Państwa aparatu.



DOBÓR

Pomagamy dobrać właściwy fantom i wariant wyposażenia.



OFERTA

Wycena razem ze szkoleniem, jeśli Państwo je wybiorą.



REALIZACJA

Wysyłka do 14 dni roboczych na terenie całego kraju.

CZĘSTE PYTANIA



Czy muszę kupić cały zestaw?

Nie. Dostępny jest pojedynczy fantom, a nawet pojedyncze akcesorium.



Czy konfigurację można rozbudować później?

Tak. Wariant STANDARD uzupełnią Państwo w dowolnym momencie o walizkę, uchwyt, filtry czy statyw.



Czy szkolenie jest obowiązkowe?

Nie. Metodyka i wzory raportów z automatycznymi obliczeniami są w cenie fantomu. Szkolenie wchodzi w opcjonalny **Pakiet wdrożeniowy QUALIS START** - w trzech formach do wyboru.



Czy płyty PMMA mogą mieć inną konfigurację?

Tak. Możliwe jest zamówienie innej konfiguracji grubości i szerokości płyt.

KONTAKT I ZAMÓWIENIA

Porozmawiajmy o Państwa gabinecie

Doradzimy, który fantom i który wariant odpowiada Państwa
aparatom. Przygotujemy ofertę na sam fantom albo z **Pakiem
wdrożeńowym QUALIS START**.

SPRZEDAŻ FANTOMÓW

tel. **510 447 870**

biuro@radiomed-radiologia.pl

PAKIET WDROŻENIOWY QUALIS START

Szkolenie, pierwsze testy

gotowy raport z testów i certyfikat



ZAPYTANIE W 10 SEKUND

Proszę zeskanować telefonem - otworzy się gotowa wiadomość z tematem.
Wystarczy dopisać model aparatu.

KATALOG STOMATOLOGIA

Testują Państwo także aparaty stomatologiczne - panoramiczne, cefalometryczne, wewnątrzustne lub CBCT 3D?
Mamy dla nich osobny katalog: **Fantomy QUALIS - Stomatologia**. Prześlemy na życzenie.