

KARTA PRODUKTU


FANTOM **QUALIS RAD-FLUO**

DO TESTÓW PODSTAWOWYCH RTG

APARATY KOSTNO-PŁUCNE · PRZYŁÓŻKOWE · RAMIĘ-C · ANGIOGRAFY

PAKIET WDROŻENIOWY **QUALIS START** ↗

Dostarczamy **pełne wdrożenie i wsparcie** w samodzielnym wykonywaniu Testów Podstawowych.
Od zakupu fantomu do pierwszego raportu z testów - **QUALIS START**.



FANTOM QUALIS RAD-FLUO

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne (ogólnodiagnostyczne) · przyłóżkowe · telekomando · ramię-C · angiografy

W ZESTAWIE

Fantom QUALIS RAD-FLUO w wybranym wariantcie wyposażenia - od samego fantomu po komplet z walizką, uchwytem, filtrami i statywem. Instrukcja obsługi i wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu).

ZAKRES TESTÓW


- Kolimacja, geometria, osiowość wiązki
- Rozdzielczość wysokokontrastowa
- Rozdzielczość niskokontrastowa
- Zakres dynamiczny

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).
- IEC 61223-3-8:2024 oraz DIN 6868-150:2022


DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



FANTOM QUALIS RAD-FLUO

OPCJONALNE wyposażenie do tego fantomu



PREMIUM

Walizka transportowa

Dedykowana do fantomu, z wyprofilowaną pianką. W wariantcie PREMIUM aluminiowa skrzynia transportowa, w wariantcie COMFORT lżejsza walizka z tworzywa.




COMFORT



Uchwyt

Uchwyt do statywu zdjęć płucnych - bez konieczności przyklejania fantomu.



Filtry

Filtry Al 25 mm i Cu 168 × 176 mm - równoważnik pacjenta.



Statyw dystansowy

Do mocowania filtrów

FANTOM QUALIS RAD-FLUO



Sam fantom jest identyczny we wszystkich trzech wariantach. Różni je wyłącznie zakres wyposażenia. Każdy element można też dokupić osobno w dowolnym momencie. **Wariant STANDARD również pozwala wykonać wymagany zakres testów podstawowych.**

FANTOM QUALIS RAD-FLUO	PREMIUM	COMFORT	STANDARD
Fantom QUALIS RAD-FLUO fantom - identyczny w każdym wariantcie	✓	✓	✓
Uchwyt mocuje fantom przy ścianie płucnej	✓	✓	-
Walizka COMFORT lżejsza walizka z tworzywa	-	✓	-
Walizka PREMIUM aluminiowa skrzynia transportowa	✓	-	-
Filtry Al i Cu równoważnik pacjenta	✓	-	-
Statyw dystansowy mocuje filtry	✓	-	-

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY		QUALIS START		Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT	
1 SZKOLENIA Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.	2 RAPORTY Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.	3 TESTY Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.	4 CERTYFIKATY Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.	5 WSPARCIE Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.	
SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE					
SZK-STAC Stacjonarnie Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.	SZK-LIVE Online na żywo Sesja z wykładowcą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.	SZK-VOD Nagranie wideo Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.			
EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.					


FANTOM QUALIS RAD-FLUO

ZASTOSOWANIE: Aparaty kostno-płucne · przyłóżkowe · telekomando · ramię-C · angiografy

DANE techniczne

- Wymiar zewnętrzny **310 × 310 × 18,5 mm**
- Siatka **10 × 10 mm**
- 17-schodkowy klin miedziany** z dodatkowymi detalami niskokontrastowymi (0,0-3,48 mm)
- Wysoki kontrast - materiał **Pb 0,1 mm**, zakres **0,6-5,0 LP/mm**
- 8 elementów niskiego kontrastu**: 0,9 · 1,3 · 1,8 · 2,8 · 4,0 · 5,6 · 8,0 · 9,4 %
- Ocena prostopadłości wiązki w zakresie **0°-1,5°**

PRODUKT - QUALIS RAD-FLUO



FANTOM QUALIS RAD-FLUO

Mają Państwo pytania techniczne? Doradzimy i dobierzemy konfigurację do Państwa aparatu.

biuro@radiomed-radiologia.pl · 510 447 870

KONTAKT I ZAMÓWIENIA

Porozmawiajmy o Państwa gabinecie

Doradzimy, który fantom i który wariant odpowiada Państwa
aparatom. Przygotujemy ofertę na sam fantom albo z **Pakiem
wdrożeńowym QUALIS START**.

SPRZEDAŻ FANTOMÓW

tel. **510 447 870**

biuro@radiomed-radiologia.pl

PAKIET WDROŻENIOWY QUALIS START

Szkolenie, pierwsze testy

gotowy raport z testów i certyfikat



ZAPYTANIE W 10 SEKUND

Proszę zeskanować telefonem - otworzy się gotowa wiadomość z tematem.
Wystarczy dopisać model aparatu.

KATALOG STOMATOLOGIA

Testują Państwo także aparaty stomatologiczne - panoramiczne, cefalometryczne, wewnątrzustne lub CBCT 3D?
Mamy dla nich osobny katalog: **Fantomy QUALIS - Stomatologia**. Prześlemy na życzenie.