


KATALOG PRODUKTÓW

FANTOMY do Testów Podstawowych RTG

STOMATOLOGIA

PAKIET WDROŻENIOWY **QUALIS START** ↗

Dostarczamy **pełne wdrożenie i wsparcie** w samodzielnym wykonywaniu Testów Podstawowych.
Od zakupu fantomu do pierwszego raportu z testów - **QUALIS START**.



ZESTAW QUALIS DENTAL 3D



ZESTAW QUALIS DENTAL 2D

O NAS

KOMPLEKSOWE rozwiązania dla GABINETÓW RTG

Od **PROJEKTU** przez **ZEZWOLENIA** po bieżący **NADZÓR**

Prowadzimy kompleksową obsługę pracowni i gabinetów RTG oraz dystrybutorów sprzętu RTG w zakresie uzyskiwania zezwoleń oraz bieżącego nadzoru nad jednostką. Posiadamy **Akredytację PCA** nr AB 1751 w zakresie Testów Specjalistycznych RTG oraz Pomiarów Dozymetrycznych RTG. **Fantomy QUALIS** to wyposażenie, z którego sami korzystamy w codziennej pracy.

TO CO NAS WYRÓŻNIA



„Od A do Z”

Działając w Państwa imieniu „od początku do końca” prowadzimy sprawę w Sanepidzie, aż do decyzji na stosowanie aparatu oraz uruchomienie Gabinetu RTG.



CAŁY KRAJ

Nasza dokumentacja m.in. Projekt Osłon Stałych, raporty z testów i dozymetrii są pozytywnie oceniane w każdym Sanepidzie Wojewódzkim, na terenie **całego kraju**.



SZYBKOŚĆ

Szybko przystępujemy do zlecenia - bez przestojów w pracy Państwa gabinetu RTG.

PEŁEN ZAKRES USŁUG

Fantomy to jeden z elementów naszej oferty. Zapraszamy do współpracy w pozostałych obszarach.



PLANUJĘ

- Projekt osłon stałych
- Konsultacja lokalizacji gabinetu RTG
- Uzgodnienie projektu w Sanepidzie



URUCHAMIAM

- Odbiór gabinetu RTG
- Dokumentacja gabinetu RTG
- Testy RTG i pomiary dozymetryczne



UŻYTKUJĘ

- Testy specjalistyczne i podstawowe
- Kontrole Sanepidu
- Inspektor Ochrony Radiologicznej



ROZWIJAM

- Fantomy do testów podstawowych RTG
- Szkolenia personelu
- Audyty kliniczne RTG

Testują Państwo także aparaty ogólnodiagnostyczne lub ramię-C?

Mamy osobny katalog dla radiografii, fluoroskopii i angiografii - prześlemy na życzenie.

DOBIERZ zestaw do swojego aparatu

Dwa gotowe zestawy pokrywają cały zakres testów w stomatologii.

PAŃSTWA APARAT	WŁAŚCIWY ZESTAW
Tomograf wiązki stożkowej CBCT 3D	 ZESTAW QUALIS DENTAL 3D
Aparat panoramiczny (pantomograf)	 ZESTAW QUALIS DENTAL 2D
Aparat cefalometryczny (cefalostat)	
Aparat wewnątrzustny (punktowy, RVG)	

ZESTAWY KOMPLETNE

- Zestawy sprzedawane **jako całość** - komplet gotowy do pracy
- Konfiguracja dobrana pod pełen zakres testów podstawowych
- Walizka transportowa w każdym zestawie

MAM KILKA TYPÓW APARATÓW

- Gabinet z pantomografem i CBCT potrzebuje **obu zestawów**
- Jeden zestaw **QUALIS DENTAL 2D** obsługuje aparaty panoramiczne, cefalometryczne i wewnątrzustne
- Zestawy się nie wykluczają - obsługują różne grupy urządzeń

WDROŻENIE **krok po kroku** - od zamówienia do samodzielnych testów w Państwa gabinecie

 DOBÓR ZESTAWU Pomagamy dobrać właściwy zestaw do Państwa aparatu.	 DOSTAWA Komplet gotowy do pracy - do 14 dni roboczych.	 SZKOLENIE Metodyka testów i obsługa fantomu - stacjonarnie lub online.	 PIERWSZE TESTY Pełen cykl krok po kroku, na gotowych formularzach.	 DOKUMENTY Protokoły gotowe do kontroli i wsparcie techniczne po zakupie.
--	---	---	---	---

ZESTAW QUALIS DENTAL 3D

ZASTOSOWANIE: Tomograf stomatologiczny CBCT | 3D

W ZESTAWIE

Fantom · walizka · statyw regulowany · instrukcja obsługi, wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu). Komplet do testów podstawowych aparatów CBCT | 3D.

ZAKRES TESTÓW

- Ocena artefaktów
- Ocena poziomu szumów
- Ocena jednorodności obrazu
- Ocena rozdzielczości wysokokontrastowej
- Ocena geometrycznej poprawności obrazu
- Ocena stabilności wartości **HU** dla różnych tkanek

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



FANTOM QUALIS DENTAL 3D



WALIZKA TRANSPORTOWA



STATYW REGULOWANY

OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY

QUALIS START

Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT



1 SZKOLENIA

Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.



2 RAPORTY

Wzory raportów omówione punkt po punkcie - co wpisać, jak czytać wynik i ocenę testu.



3 TESTY

Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.



4 CERTYFIKATY

Certyfikat uczestnictwa dla każdej przeszkolonej osoby.



5 WSPARCIE

Kontakt telefoniczny i mailowy przy kolejnych testach.

SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE



SZK-STAC

Stacjonarnie

Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.



SZK-LIVE

Online na żywo

Sesja z wykładownicą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.



SZK-VOD

Nagranie wideo

Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.

EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.

ZESTAW QUALIS DENTAL 2D

ZASTOSOWANIE: aparaty panoramiczne · cefalometryczne · wewnątrzustne (RVG)

W ZESTAWIE

Fantom · walizka · akcesoria · instrukcja obsługi, wzory raportów z testów (automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu).
Komplet do testów aparatów panoramicznych, cefalometrycznych i wewnątrzustnych.

ZAKRES TESTÓW

- Powtarzalność zaczernienia obrazu
- Rozdzielczość wysokokontrastowa
- Rozdzielczość niskokontrastowa

ZGODNOŚĆ

- Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12.12.2022 r. w sprawie testów eksploatacyjnych urządzeń radiologicznych i urządzeń pomocniczych (Dz. U. 2022 poz. 2759).

DANE TECHNICZNE

- Pełna specyfikacja - do pobrania na www.radiomed-radiologia.pl



OPCJONALNIE (REKOMENDOWANE) - pełne wdrożenie personelu do wykonywania testów.

PAKIET WDROŻENIOWY

QUALIS START

Od SZKOLENIA przez TESTY po gotowy RAPORT



SZKOLENIA

Pełen cykl testów podstawowych. Krok po kroku wykonywane i omawiane wszystkie testy.



RAPORTY

Wzory raportów
omówione punkt po
punkcie - co wpisać,
jak czytać wynik
i ocenę testu.



TESTY

Pierwszy pełen cykl testów na aparacie, z gotowym raportem z testów.



CERTYFIKATY

Certyfikat
uczestnictwa dla
każdej przeszkolonej
osoby.



WSPARCIE

Kontakt telefoniczny
i mailowy przy
kolejnych testach.

SZKOLENIE W WYBRANEJ FORMIE



SZK-STAC

Stacjonarnie

Dojeżdżamy do placówki - szkolenie z testów na aparacie - wykorzystując fantomy w praktyce.



SZK-LIVE

Online na żywo

Sesja z wykładowcą w czasie rzeczywistym - pytania i pokaz testów krok po kroku - na bazie prezentacji.



SZK-VOD

Nagranie wideo

Film instruktażowy, dostęp bez ograniczeń czasowych. Pytania telefoniczne i mailowe.

EFEKT WDROŻENIA: Testy Podstawowe wykonywane samodzielnie.

ZAMÓWIENIE i wsparcie

Warunki dostawy, warunki gwarancji oraz zawartość zestawu.

14 dni

TERMIN DOSTAWY
DNI ROBOCZYCH

24 mies.

GWARANCJA
NA KAŻDY ZESTAW

MZ 2022

ZGODNOŚĆ
Z ROZPORZĄDZENIEM

5

SKŁADNIKÓW PAKIETU
QUALIS START

W KOMPLECIE - z każdym zestawem

- **Instrukcja obsługi** - użytkowanie, ustawienie i przechowywanie fantomu
- **Walizka transportowa** - w każdym zestawie
- **Wzory raportów z testów** - gotowe formularze do dokumentowania testów (*automatyczne obliczenia wyniku i oceny testu*)
- **Wsparcie techniczne** po zakupie - telefonicznie i mailowo



Pakiet wdrożeniowy - QUALIS START (opcjonalnie). Szkolenie, pierwsze wykonane testy, omówienie wzorów raportów, certyfikaty i wsparcie po wdrożeniu.

WDR-START

JAK ZAMÓWIĆ



ZAPYTANIE

Mailem lub telefonicznie - wystarczy typ Państwa aparatu.



DOBÓR

Pomagamy dobrać właściwy zestaw do typu aparatu.



OFERTA

Wycena razem ze szkoleniem, jeśli Państwo je wybiorą.



REALIZACJA

Wysyłka do 14 dni roboczych na terenie całego kraju.

CZĘSTE PYTANIA



Czy zestaw można kupić w częściach?

Nie. Oba zestawy sprzedawane są jako całość - konfiguracja jest dobrana pod pełen zakres testów podstawowych.



Mam pantomograf i tomograf CBCT - co wybrać?

W tym przypadku będą wymagane oba zestawy, obsługujące różne grupy urządzeń.



Czy jeden zestaw obsłuży PAN, CEFA i RVG?

Tak. ZESTAW QUALIS DENTAL 2D obejmuje aparaty panoramiczne, cefalometryczne i wewnątrzustne.



Czy szkolenie jest obowiązkowe?

Nie. Metodyka i wzory raportów z automatycznymi obliczeniami są w cenie zestawu. Szkolenie wchodzi w opcjonalny **Pakiet wdrożeniowy QUALIS START** - w trzech formach do wyboru.

KONTAKT I ZAMÓWIENIA

Porozmawiajmy o Państwa gabinecie

Doradzimy, który fantom i który wariant odpowiada Państwa aparatom. Przygotujemy ofertę na sam fantom albo z **Pakiem wdrożeniowym QUALIS START**.

SPRZEDAŻ FANTOMÓW

tel. 510 447 870

biuro@radiomed-radiologia.pl

PAKIET WDROŻENIOWY QUALIS START

Szkolenie, pierwsze testy
gotowy raport z testów i certyfikat



ZAPYTANIE W 10 SEKUND

Proszę zeskanować telefonem - otworzy się gotowa wiadomość z tematem.
Wystarczy dopisać model aparatu.

KATALOG RADIOGRAFIA

Testują Państwo także aparaty kostno-płucne, przyłóżkowe, ramię-C lub angiograf? Mamy dla nich osobny katalog:
Fantomy QUALIS - Radiografia, Fluoroscopia i Angiografia. Prześlemy na życzenie.